

Fentanyl Test Strip Instructions

Fentanyl has been found in many drugs. Always test before using!

1 WHAT YOU NEED



Drug sample



Scoop (5-10 mg)



Mixing tin



Water (1 tsp)



Test Strip

2 PREPARE MIXTURE

**** Follow instructions ****
for drug type

For crystals, pills, and powders

1) Mix sample

Fentanyl can clump in one part of the sample, which could give an inaccurate test result.



2) Scoop and dilute

MDMA (Molly), ecstasy, or Meth:

1 scoop in clean tin or bag residue + 1 teaspoon water




Other drugs:

1 scoop in clean tin or bag residue + 1/2 teaspoon water



3) Stir


Make sure drug sample and water are well mixed.



For Blotter LSD

1) Prepare sample

Cut off a small corner of the paper to test.



2) Soak in water

Soak the corner of paper in 1 teaspoon of water for 10 minutes.



10 mins

For injection drugs

1) Test before use

Set aside syringe until test results are ready.




2) Add water

Add 1 teaspoon of water to drug residue tin or bag.



3) Stir

Make sure drug sample and water are well mixed.



3


TEST THE MIXTURE

1) Use test strip

Put the end of strip with wavy lines in water for 15 seconds.



15
sec.



2) Wait 3 minutes

Place strip on flat surface and wait for 3 minutes.



3
mins.



4

READ RESULTS AFTER 3 MINUTES



1 red line: YES fentanyl detected (positive result)



2 red lines: NO fentanyl detected (negative result)

The 2nd line may appear much lighter. If you see a lower red line at all, no matter how faint, it's a negative result.



No lines / 1 red line at bottom of strip: Invalid test result

This can happen when the liquid mixture doesn't travel up far enough on the test strip.

**** Do not read results before 3 minutes or after 10 minutes ****

WHAT TO DO IF THE TEST IS POSITIVE

- **Don't use the drugs** (high risk of fentanyl overdose)
- Keep **naloxone** available
- Call **Never Use Alone (877-696-1996)**
- Use with others and take turns
- Use less and go slowly



In case of overdose, use naloxone, call 911, and provide rescue breaths until help arrives

CONTACT US FOR MORE RESOURCES



CITY OF MILWAUKEE
HEALTH DEPARTMENT



MILWAUKEE COUNTY
DEPARTMENT OF
HEALTH & HUMAN
SERVICES

MILWAUKEE OVERDOSE

MORI
RESPONSE INITIATIVE

milwaukee.gov/HarmReduction
HarmReduction@milwaukee.gov

(414) 286-2164

INSTRUCCIONES PARA LA TIRA REACTIVA DE FENTANILO

Se ha encontrado fentanilo en muchas drogas.
¡Haga siempre una prueba para detectar fentanilo antes de usarlas!

1

LO QUE NECESITARÁ



Muestra de drogas



Cucharada (5-10 mg)



Lata para mezclar



Agua (1 tsp)



Tira reactiva

2

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Siga las instrucciones según el tipo de drogas

Para cristales, pastillas y polvos

1) Mezclar la muestra

El fentanilo puede agruparse en una parte de la muestra, lo que puede dar lugar a un resultado de prueba inexacto.



2) Medir y diluir

MDMA (Molly) o metanfetamina:
1 cucharada en una lata limpia o bolsa vacía y 1 tsp agua.




Otras sustancias:
1 cucharada en una lata limpia o bolsa vacía y 1/2 tsp agua.



3) mezclar drogas y agua


Asegúrese de que la muestra de droga y el agua estén bien mezclados.



Para LSD en papel secante

1) Preparar muestra

Corta una pequeña esquina de papel para probarla.



2) Remojar en agua

Remoje la esquina del papel en 1 tsp de agua durante 10 minutos.



10 mins.

Para de drogas inyectables

1) Pruebe antes de usar

Deje la jeringuilla a un lado hasta que los resultados estén listos.




2) Añadir agua

Añada 1 tsp de agua a los residuos de la droga en una lata o bolsa.



3) mezclar drogas y agua

Asegúrese de que la muestra de droga y el agua estén bien mezclados.




3

PRUEBA LA MEZCLA

1) Uso de la tira reactiva

Sostenga la tira reactiva en la mezcla durante 15 segundos.



2) Espere 3 minutos

Coloque la tira reactiva en una superficie plana durante 3 minutos.



4

LEA LOS RESULTADOS DESPUÉS DE 3 MINUTOS



1 línea roja: Se detectó xilacina (Resultado Positivo)



2 líneas rojas: No se detectó xilacina (Resultado Negativo)

La línea roja inferior puede ser mucho más clara que la superior.
Si percibe una línea inferior roja, no importa qué tan clara sea, el resultado es negativo.



No líneas rojas / 1 línea roja en la parte inferior: Prueba inválida

A menudo, esto sucede porque el líquido no se desplazó hasta donde debía en la tira.

**** NO lea los resultados antes de 3 minutos ni después de 10 minutos ****

QUÉ PUEDE HACER SI LA PRUEBA ES POSITIVA

- **No use la droga** (Alto riesgo de sobredosis de xilazina)
- Tenga a mano **naloxone**
- Llame al **Never Use Alone (877-696-1996)**
- Úsela junto con otros y túrnense
- Use menos y proceda despacio



En caso de sobredosis, llame al 911, administre naloxone, y dé respiración de rescate hasta que llegue el auxilio

CONTÁCTANOS PARA MÁS RECURSOS



CITY OF MILWAUKEE
HEALTH DEPARTMENT



MILWAUKEE COUNTY
DEPARTMENT OF
HEALTH & HUMAN
SERVICES

MILWAUKEE OVERDOSE

MORI
RESPONSE INITIATIVE

milwaukee.gov/HarmReduction
HarmReduction@milwaukee.gov

(414) 286-2164