

Xylazine Test Strip Instructions

Xylazine test strips should only be used on opiates. Always test before using!

1 WHAT YOU NEED



Drug sample



Scoop (5-10 mg)



Mixing tin



Water (1 tsp)




Test Strip

2 PREPARE SAMPLE

Crush and Shake drugs

Xylazine can clump in one part of the sample, which could give an inaccurate test result. Make sure the drugs are mixed well.



Not mixed



Mixed

3 MIX SAMPLE WITH WATER

Ratio

1 scoop in clean tin or empty bag residue + 1/2 teaspoon water.

1x



1/2 TSP



Stir

Make sure drug sample and water are well mixed.



4 TEST THE MIXTURE

Use test strip

Put the end of strip in water for 15 seconds.



15 sec.



Wait 3 minutes

Place strip on flat surface and wait for 3 minutes.



3 mins.



5

READ RESULTS AFTER 3 MINUTES



1 red line: YES Xylazine detected (positive result)



2 red lines: NO Xylazine detected (negative result)

The 2nd line may appear much lighter. If you see a lower red line at all, no matter how faint, it's a negative result.



No lines / 1 red line at bottom of strip: Invalid test result

This can happen when the liquid mixture doesn't travel up far enough on the test strip.

**** Do not read results before 3 minutes or after 10 minutes ****

WHAT TO DO IF THE TEST IS POSITIVE

- **Don't use the drugs** (high risk of xylazine overdose)
- Keep **naloxone** available
- Call **Never Use Alone** (877-696-1996)
- Use with others and take turns
- Use less and go slowly



In case of overdose, use naloxone, call 911, and provide rescue breaths until help arrives

CONTACT US FOR MORE HARM REDUCTION RESOURCES

milwaukee.gov/HarmReduction
HarmReduction@milwaukee.gov

(414) 286-2164



**CITY OF MILWAUKEE
HEALTH DEPARTMENT**



MILWAUKEE COUNTY
**DEPARTMENT OF
HEALTH & HUMAN
SERVICES**

MILWAUKEE OVERDOSE

MORI

RESPONSE INITIATIVE

Instrucciones para tiras reactivas de detección de xilacina

Las tiras reactivas de xilazina solo
deben usarse en opiáceos.

¡Siempre hay que hacer la prueba antes de consumir!

1

LO QUE NECESITARÁ



Muestra de
la droga



Cucharada
(5-10 mg)



Lata para
mezclar



Agua
(1 tsp)



Tira
reactiva

2

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Triturar y Batir las drogas

La xilacina puede amontonarse en una parte de la muestra, lo cual puede brindar resultados inexactos de la prueba. Asegúrese de que las drogas estén bien mezcladas.



No mezclada



Mezclada

3

MEZCLE LA MUESTRA CON AGUA

Ratio

1 cucharada de
las drogas en
una lata limpia
o bolsa vacía
y 1/2 tsp agua.

1x



1/2 TSP



Stir

Asegúrese de la muestra
es bien mezcladas.



4

PRUEBA LA MEZCLA

Uso de la tira reactiva

Sostenga la tira reactiva en la mezcla
durante 15 segundos.



15
seg.



Espera 3 minutos

Coloque la tira reactiva en una
superficie plana durante 3 minutos.



3
mins.



5

LEA LOS RESULTADOS DESPUÉS DE 3 MINUTOS



1 línea roja: Se detectó xilacina (Resultado Positivo)



2 líneas rojas: No se detectó xilacina (Resultado Negativo)

La línea roja inferior puede ser mucho más clara que la superior.

Si percibe una línea inferior roja, no importa qué tan clara sea, el resultado es negativo.



No líneas rojas / 1 línea roja en la parte inferior: Prueba inválida

A menudo, esto sucede porque el líquido no se desplazó hasta donde debía en la tira.

**** NO lea los resultados antes de 3 minutos ni después de 10 minutos ****

QUÉ PUEDE HACER SI LA PRUEBA ES POSITIVA

- **No use la droga** (Alto riesgo de sobredosis de xilazina)
- Tenga a mano **naloxone**
- Llame al **Never Use Alone (877-696-1996)**
- Úsela junto con otros y túrnense
- Use menos y proceda despacio



En caso de sobredosis, llame al 911, administre naloxone, y dé respiración de rescate hasta que llegue el auxilio

CONTÁCTANOS PARA OBTENER MÁS RECURSOS SOBRE LA REDUCCIÓN DE DAÑOS

milwaukee.gov/HarmReduction
HarmReduction@milwaukee.gov

(414) 286-2164



**CITY OF MILWAUKEE
HEALTH DEPARTMENT**



MILWAUKEE COUNTY
**DEPARTMENT OF
HEALTH & HUMAN
SERVICES**

MILWAUKEE OVERDOSE

MORI

RESPONSE INITIATIVE